

EASY-DES - Chlordioxid – Dosierung

BIOZID-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Starter - Set mit Dosiereinheit AS 1,7 - 10 (max. 10m³/h)

- Impulswassermesser IG 5/4“, 190 mm, 30 Impulse/l
- Membrandosierpumpe 1,7 l/h, max. 5 bar
- PTFE-Dosierschlauch 6x4 mm
- Mischkanister 25 Liter (1x jährlich tauschen!)
- Kanisterdeckel mit Ø 10 mm PVC-Führungsrohr
- Entlüftungsspritze
- Je 2x 2,5 kg Komponente A & B

Mit je 2,5 kg Komp. A und Komp. B lassen sich ca. 50 Gramm Chlordioxid herstellen.

Damit können ca. 250 m³ Wasser mit 0,2 mg/Liter Cl²O behandelt werden.



Wassermesser mit integriertem Dosierventil 30— 10 000 l/Std.



1 VPE enthält je 2 x 2,5 kg EASY DES A + B

